



NIPT

(Niet Invasieve Prenatale Test)

AFNAME-INSTRUCTIES

STAALAFNAME & VERZENDING STAAL

1. Het bloed kan vanaf zwangerschapsweek 12 worden afgenomen.
2. Vermeld op het aanvraagformulier: naam van de moeder, geboortedatum, zwangerschapstermijn, IVF/donor-gegevens, aantal foetussen, afnamedatum, en email van de patiënte in DRUKLETTERS. Het formulier moet gehandtekend zijn door de patiënte.
3. Vermeld klinische info en gegevens van de aanvragende arts op het formulier.
4. Vermeld op de bloedtube in drukletters de naam van de patiënte.
5. Vul de bloedtube VOLLEDIG en keer de tube vijfmaal om.
6. Steek de volledig gevulde bloedtube terug in de houder, en plaats deze in het plastic zakje met het aanvraagformulier.
7. Bewaar en verstuur alles op KAMER temperatuur (niet invriezen of in de koelkast plaatsen).

Voor vragen of inlichtingen, contacteer GENDIA via Email : NIPT@GENDIA.net
of contacteer GENDIA : vanuit Nederland : + 32 33 03 08 01 ; vanuit België: 03 30 30 801