



NIPT

Niet-Invasieve Prenatale Test

AFNAME-INSTRUCTIES

1. Het bloed kan vanaf zwangerschapsweek 11 worden afgenomen
2. Er is 1 volle speciale STRECK buis van moeder nodig
3. Vermeld op de bloedtube in drukletters de code en geboortedatum van de patiënte
4. Vul de bloedtube VOLLEDIG en keer de tube vijfmaal om
5. Steek de volledig gevulde bloedtube terug in de plastic houder
6. Vul het aanvraagformulier volledig in, en onderteken het
7. Steek de plastic houder met de bloedtube en het aanvraagformulier in de plastic zak
8. Verstuur alles op KAMER temperatuur (niet invriezen of in de koelkast plaatsen) met express mail (FedEx) met het GENDIA FedEx klantnummer 274754214

Voor vragen of inlichtingen, contacteer GENDIA via

Mail : NIPT@GENDIA.net

Telefonisch: + 32 (0)3 303 08 01